

FORTUNA UNIVERSAL[®] OPTIFIX[®] HF Flaschenaufsatzdispenser



 Made
in
Germany

Für die meisten Flüssigkeiten
- einschließlich
Fluss-Säure!

Poulten & Graf
SUPERIOR LABORATORY PRODUCTS

FORTUNA[®]



Die Fakten über den FORTUNA UNIVERSAL® OPTIFIX® HF Dispenser:



- deutsches Qualitätsprodukt
 - Ventilsystem ohne Metallfeder
 - **geeignet für Spurenelementanalysen**
 - leicht zu reinigen, da einfach zu zerlegen
 - einfach zu bedienendes und solides Volumeneinstellsystem
 - Dosierzylinder aus massivem PTFE für optimale Dichtheit
 - PTFE-ummantelter Dosierkolben mit Dichtlippe am Kolbenende für erhöhte Dichtheit
- inkl. 1 PTFE Ansaugschlauch und zwei PP-Adaptern (GL 40 + 45)

Volumen	grad.	Richtigkeit	Variationskoeffizient	Art.-Nr.
1 - 5 ml	0.2 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.106-33
2 - 10 ml	0.2 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.106-38
6 - 30 ml	1.0 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.106-44
10 - 50 ml	1.0 ml	$\leq \pm 0,6 \%$	$\leq \pm 0.2 \%$	101.106-48

Poulsen & Graf GmbH

Karl-Carstens-Straße 10
97877 Wertheim, Germany

www.poulsen-graf.de

sales@poulsen-graf.com

t + 49 9342 9229-0

f + 49 9342 9229-80

FORTUNA®