

FORTUNA® Volumetric Flasks

FORTUNA® volumetric flasks are produced to the highest quality standards in borosilicate glass only. They are manufactured in class A, conformity approved.

Volumetric flasks are available with rim, with ground neck (TS), with PP- or glass stopper.

(EN ISO 1042).

Reading: FORTUNA® volumetric flasks are calibrated to contain ('IN') and are offered with coloured ring mark. Reading of the volume is at the lowest point of the meniscus.

Technical Details:

- borosilicate glass 3.3
- accuracy class A
- with tolerance indications
- amber ring marks acid and alkali resistant
- indication of production batch

FORTUNA® Messkolben

Die FORTUNA® Messkolben werden nach höchsten Qualitätsstandards ausschließlich aus Borosilikatglas produziert und in Klasse A konformitätsbescheinigt angeboten. Es sind Messkolben mit Bördelrand oder NS-Schliff, mit PP- oder Glasstopfen lieferbar. (EN ISO 1042).

Ablesung: Die auf 'IN' justierten FORTUNA® Messkolben bieten wir mit farbiger Ringmarke an. Die Ablesung des Volumens erfolgt am tiefsten Punkt des Meniskus.

Technische Merkmale:

- Borosilikatglas 3.3
- Klasse A
- mit Toleranzangaben
- braune Graduierung säure- und laugenbeständig eingebrannt
- Chargen-Kennzeichnung



Technical Details · Technische Daten

1.500/1.512/1.513/1.514/1.515/1.516 Volumetric Flasks, Class A · Messkolben Klasse A

Capacity Inhalt ml	Tol. Tol. ± ml	TS NS	Height Höhe ± 5 mm
5	0.04	10/19	70
10	0.04	10/19	90
15 ⁽¹⁾	0.04	10/19	110
20	0.04	10/19	110
25	0.04	10/19	110
50	0.06	12/21	140
50	0.10	14/23	140
100	0.10	14/23	170
100	0.10	12/21	170
200	0.15	14/23	210
250	0.15	14/23	220
500	0.25	19/26	260
1000	0.40	24/29	300

⁽¹⁾ in addition to EN ISO · in Ergänzung zur EN ISO

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte



1.514

volac FORTUNA® Volumetric Flask

Class A, conformity approved,
borosilicate glass 3.3

1.500

amber graduation,
with rim

1.514-..-02F

blue graduation,
with TS, without stopper

1.514-..-04F

amber graduation,
with TS, without stopper

volac FORTUNA® Messkolben

Klasse A, konformitätsgeprüft,
Borosilikatglas 3.3

1.500

braun graduiert,
mit Bördelrand

1.514-..-02F

blau graduiert,
mit Normschliff,
ohne Stopfen

1.514-..-04F

braun graduiert,
mit Normschliff
ohne Stopfen

	blue/blau
Capacity	Art.-No.
Inhalt	Art.-Nr.
5 ml	1.500-33F
10 ml	1.500-37F
20 ml	1.500-41F
25 ml	1.500-43F
50 ml	1.500-45F
100 ml	1.500-51F
200 ml	1.500-53F*
250 ml	1.500-55F*
500 ml	1.500-59F*
1000 ml	1.500-61F*

		blue/blau	amber/braun
Capacity	TS	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	NS	Art.-Nr.	Art.-Nr.
5 ml	10/19	1.514-33-02F	1.514-33-04F
10 ml	10/19	1.514-37-02F	1.514-37-04F
15 ml	10/19	1.514-39-02F	1.514-39-04F
20 ml	10/19	1.514-41-02F	1.514-41-04F
25 ml	10/19	1.514-43-02F	1.514-43-04F
50 ml	12/21	1.514-45-02F	1.514-45-04F
50 ml	14/23	1.514-46-02F	1.514-46-04F
100 ml	14/23	1.514-47-02F	1.514-47-04F
100 ml	12/21	1.514-51-02F	1.514-51-04F
200 ml	14/23	1.514-53-02F*	1.514-53-04F*
250 ml	14/23	1.514-55-02F*	1.514-55-04F*
500 ml	19/26	1.514-59-02F*	1.514-59-04F*
1000 ml	24/29	1.514-61-02F*	1.514-61-04F*

Packing unit: 5 (*2)

Verpackungseinheit: 5 (*2)

volac FORTUNA® Volumetric Flask

Class A, conformity approved,
borosilicate glass 3.3

1.512-...-02F

blue graduation,
with PP-stopper

1.512-...-04F

amber graduation,
with PP-stopper

1.512



volac FORTUNA® Messkolben

Klasse A, konformitätsgeprüft,
Borosilikatglas 3.3

1.512-...-02F

blau graduiert,
mit PP-Stopfen

1.512-...-04F

braun graduiert,
mit PP-Stopfen

Capacity Inhalt	TS NS	blue/blau	braun/amber
		Art.-No. Art.-Nr.	Art.-No. Art.-Nr.
5 ml	10/19	1.512-33-02F	1.512-33-04F
10 ml	10/19	1.512-37-02F	1.512-37-04F
15 ml	10/19	1.512-39-02F	1.512-39-04F
20 ml	10/19	1.512-41-02F	1.512-41-04F
25 ml	10/19	1.512-43-02F	1.512-43-04F
50 ml	12/21	1.512-45-02F	1.512-45-04F
50 ml	14/23	1.512-46-02F	1.512-46-04F
100 ml	14/23	1.512-47-02F	1.512-47-04F
100 ml	12/21	1.512-51-02F	1.512-51-04F
200 ml	14/23	1.512-53-02F*	1.512-53-04F*
250 ml	14/23	1.512-55-02F*	1.512-55-04F*
500 ml	19/26	1.512-59-02F*	1.512-59-04F*
1000 ml	24/29	1.512-61-02F*	1.512-61-04F*

Packing unit: 5 (*2)

Verpackungseinheit: 5 (*2)



volac FORTUNA® Volumetric Flask

Class A, conformity approved,
borosilicate glass 3.3

1.513-...-02F

blue graduation,
with glass stopper

1.513-...-04F

amber graduation,
with glass stopper

volac FORTUNA® Messkolben

Klasse A, konformitätsgeprüft,
Borosilikatglas 3.3

1.513-...-02F

blau graduiert,
mit Glasstopfen

1.513-...-04F

braun graduiert,
mit Glasstopfen

Capacity Inhalt	TS NS	blue/blau	blue/blau
		Art.-No. Art.-Nr.	Art.-No. Art.-Nr.
5 ml	10/19	1.513-33-02F	1.513-33-04F
10 ml	10/19	1.513-37-02F	1.513-37-04F
15 ml	10/19	1.513-39-02F	1.513-39-04F
20 ml	10/19	1.513-41-02F	1.513-41-04F
25 ml	10/19	1.513-43-02F	1.513-43-04F
50 ml	12/21	1.513-45-02F	1.513-45-04F
50 ml	14/23	1.513-46-02F	1.513-46-04F
100 ml	14/23	1.513-47-02F	1.513-47-04F
100 ml	12/21	1.513-51-02F	1.513-51-04F
200 ml	14/23	1.513-53-02F*	1.513-53-04F*
250 ml	14/23	1.513-55-02F*	1.513-55-04F*
500 ml	19/26	1.513-59-02F*	1.513-59-04F*
1000 ml	24/29	1.513-61-02F*	1.513-61-04F*

Packing unit: 5 (*2)

Verpackungseinheit: 5 (*2)



volac FORTUNA® Volumetric Flask

Class A, amber stain diffused,
conformity approved,
borosilicate glass 3.3

1.515

white graduation,
with PP-stopper

1.516

white graduation,
with glass stopper

volac FORTUNA® Messkolben

Klasse A, braun diffundiert,
konformitätsgeprüft,
Borosilikatglas 3.3,

1.515

weiß graduiert,
mit PP-Stopfen

1.516

weiß graduiert,
mit Glasstopfen

Capacity	TS	white/weiß	white/weiß
Inhalt	NS	Art.-No.	Art.-No.
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
5 ml	10/19	1.515-33F	1.516-33F
10 ml	10/19	1.515-37F	1.516-37F
15 ml	10/19	1.515-39F	1.516-39F
20 ml	10/19	1.515-41F	1.516-41F
25 ml	10/19	1.515-43F	1.516-43F
50 ml	12/21	1.515-45F	1.516-45F
50 ml	14/23	1.515-46F	1.516-46F
100 ml	14/23	1.515-47F	1.516-47F
100 ml	12/21	1.515-51F	1.516-51F
200 ml	14/23	1.515-53F*	1.516-53F*
250 ml	14/23	1.515-55F*	1.516-55F*
500 ml	19/26	1.515-59F*	1.516-59F*
1000 ml	24/29	1.515-61F*	1.516-61F*

Packing unit: 5 (*2)

Verpackungseinheit: 5 (*2)

FORTUNA® Volumetric Flask, Kohlrausch pattern

Class A, without conformity approval, borosilicate glass

1.540
blue graduation

FORTUNA® Messkolben, nach Kohlrausch

Klasse A, nicht konformitätsbescheinigt, Borosilikatglas

1.540
blau graduiert



Capacity	Tol.	blue/blau
Inhalt	Tol.	Art.-No.
ml	± ml	Art.-Nr.
100	0.10	1.540-51
200	0.15	1.540-53

Packing unit: 2

Verpackungseinheit: 2

volac FORTUNA® Volumetric Flasks

We offer a range of flasks from 1 ml to 5000 ml capacity, all manufactured to class A (ISO) standards, with permanent marking and tooled ground neck, fitted with interchangeable polypropylene stopper. All flasks are made of borosilicate glass and are available in clear or amber glass (**EN ISO 1042**).

Class A Accuracy

This range has been enlarged to cover all the former class B capacities. All flasks are batch tested for accuracy and are supplied with a batch test certificate and a LOT number.

Class A Accuracy, Type WAC

Each flask is individually tested and carries its own individual number, with works certificate of calibration.

Class A according to USP

Each flask is individually tested and carries its own individual number. A Works Certificate of calibration can be provided at extra cost.

volac FORTUNA® Messkolben

volac FORTUNA® Messkolben werden in einem Volumenbereich von 1 ml bis 5000 ml angeboten. Alle Messkolben sind in Klar- oder Braunglas lieferbar. Weitere Merkmale: Klasse A (ISO), aus Borosilikatglas, mit dauerhafter Beschriftung und sorgfältig bearbeitetem NS-Schliff, mit austauschbarem Stopfen aus Polypropylen (**EN ISO 1042**).

Klasse A

Dieser Bereich wurde erweitert, um die früheren Klasse B Volumen abzudecken. Alle Kolben werden durch eine Chargenprüfung auf Genauigkeit geprüft und mit einem Chargenzertifikat und einer LOT-Nummer geliefert.

Klasse A, Typ WAC

Jeder Messkolben wird einzeln geprüft, trägt seine individuelle Nummer und wird mit Werkszertifikat geliefert.

Klasse A, USP

Jeder Messkolben wird einzeln geprüft und trägt seine individuelle Nummer. Ein Werkszertifikat ist gegen Gebühr erhältlich.



RB258

Technical Details · Technische Daten

RB 258 Volumetric Flasks, Class A · Messkolben, Klasse A (ISO 1042)

Capacity Inhalt	Accuracy ISO1042 Genauigkeit ISO1042	Stopper Stopfen
ml	± ml	TS/NS
5	± 0.04	10/19
10	± 0.04	10/19
15	± 0.04	10/19
20	± 0.04	10/19
25	± 0.04	10/19
50	± 0.06	12/21
100	± 0.10	12/21
200	± 0.15	14/23
250	± 0.15	14/23
500	± 0.25	19/26
1000	± 0.40	24/29
2000	± 0.60	29/32

US 258 USP Volumetric Flasks, Class A · USP Messkolben, Klasse A

Capacity Inhalt	Accuracy USP Genauigkeit USP	ISO 1042 ISO 1042	Stopper Stopfen
ml	± ml	± ml	TS/NS
5	± 0.02	± 0.04	10/19
10	± 0.02	± 0.04	10/19
15	± 0.02	± 0.04	10/19
20	± 0.03	± 0.04	10/19
25	± 0.03	± 0.04	10/19
50	± 0.05	± 0.06	12/21
100	± 0.08	± 0.10	12/21
200	± 0.10	± 0.15	14/23
250	± 0.12	± 0.15	14/23
500	± 0.15	± 0.25	19/26
1000	± 0.30	± 0.40	24/29
2000	± 0.50	± 0.60	29/32
5000	± 1.25	± 1.20	34/35

volac FORTUNA® Volumetric Flask

Class A, conform to ISO,
blue graduation, borosilicate
glass, with Polystop®

RB258

with batch certificate

RB258/WAC

individually calibrated,
serially numbered with
single certificate

RB258



volac FORTUNA® Messkolben

Klasse A, gemäß ISO,
blau graduiert, Borosilikatglas,
mit Polystop®

RB258

mit Chargenzertifikat

RB258/WAC

einzeln kalibriert und mit
einer Seriennummer versehen,
mit Einzelzertifikat

Capacity Inhalt	TS NS	blue/blau	blue/blau
		Art.-No. Art.-Nr.	Art.-No Art.-Nr.
5 ml	10/19	RB258/A/5	RB258/WAC/A/5
10 ml	10/19	RB258/B/5	RB258/WAC/B/5
15 ml	10/19	RB258/C/5	RB258/WAC/C/5
20 ml	10/19	RB258/D/5	RB258/WAC/D/5
25 ml	10/19	RB258/E/5	RB258/WAC/E/5
50 ml	12/21	RB258/F/5	RB258/WAC/F/5
100 ml	12/21	RB258/G/5	RB258/WAC/G/5
200 ml	14/23	RB258/H/2*	RB258/WAC/H/2*
250 ml	14/23	RB258/I/2*	RB258/WAC/I/2*
500 ml	19/26	RB258/J/2*	RB258/WAC/J/2*
1000 ml	24/29	RB258/K/2*	RB258/WAC/K/2*
2000 ml	29/32	RB258/L/S**	RB258/WAC/L/S**

Packing unit: 5 (*2, **1)

Verpackungseinheit: 5 (*2, **1)



RB258/AM

volac FORTUNA® Volumetric Flask

acc. to ISO, Class A,
amber stain diffused,
white graduation,
borosilicate glass,
with Polystop®

RB258/AM

with batch certificate

RB258/AM/WAC

individually calibrated, serially
numbered, with single certificate

volac FORTUNA® Messkolben

gemäß ISO, Klasse A,
braun diffundiert,
weiß graduiert,
Borosilikatglas,
mit Polystop®

RB258/AM

mit Chargenzertifikat

RB258/AM/WAC

einzeln kalibriert und mit einer
Seriennummer versehen, mit
Einzelzertifikat

Capacity Inhalt	TS NS	white/weiß	white/weiß
		Art.-No. Art.-Nr.	Art.-No. Art.-Nr.
5 ml	10/19	RB258/AM/A/5	RB258/AM/WAC/A/5
10 ml	10/19	RB258/AM/B/5	RB258/AM/WAC/B/5
15 ml	10/19	RB258/AM/C/5	RB258/AM/WAC/C/5
20 ml	10/19	RB258/AM/D/5	RB258/AM/WAC/D/5
25 ml	10/19	RB258/AM/E/5	RB258/AM/WAC/E/5
50 ml	12/21	RB258/AM/F/5	RB258/AM/WAC/F/5
100 ml	12/21	RB258/AM/G/5	RB258/AM/WAC/G/5
200 ml	14/23	RB258/AM/H/2*	RB258/AM/WAC/H/2*
250 ml	14/23	RB258/AM/I/2*	RB258/AM/WAC/I/2*
500 ml	19/26	RB258/AM/J/2*	RB258/AM/WAC/J/2*
1000 ml	24/29	RB258/AM/K/2*	RB258/AM/WAC/K/2*
2000 ml	29/32	RB258/AM/L/5**	RB258/AM/WAC/L/5**

Packing unit: 5 (*2, **1)

Verpackungseinheit: 5 (*2, **1)

volac FORTUNA® USP Volumetric Flask

USP Class A, blue graduation, each flask is individually tested and serially numbered and fully traceable satisfying USP/ISO accuracies, with Polystop®

US258/WAC

with individual serial number and single certificate

volac FORTUNA® USP Messkolben

USP Klasse A, blau graduiert, jeder Kolben wird einzeln getestet und nummeriert und erfüllt die Vorgaben der USP/ISO Normen, mit Polystop®

US258/WAC

mit individueller Seriennummer und Einzelzertifikat

US258



Capacity	TS	blue/blau
Inhalt	NS	Art.-No.
		Art.-Nr.
5 ml	10/19	US258/WAC/A/5
10 ml	10/19	US258/WAC/B/5
15 ml	10/19	US258/WAC/C/5
20 ml	10/19	US258/WAC/D/5
25 ml	10/19	US258/WAC/E/5
50 ml	12/21	US258/WAC/F/5
100 ml	12/21	US258/WAC/G/5
200 ml	14/23	US258/WAC/H/2*
250 ml	14/23	US258/WAC/I/2*
500 ml	19/26	US258/WAC/J/2*
1000 ml	24/29	US258/WAC/K/2*
2000 ml	29/32	US258/WAC/L/5**

Packing unit: 5 (*2, **1)

Verpackungseinheit: 5 (*2, **1)



US258/AM

volac FORTUNA® Volumetric Flask

USP Class A, amber stain diffused, white graduation, each flask is individually tested, serially numbered and fully traceable satisfying USP/ISO accuracies, with Polystop®

US258/AM/WAC
with individual serial number and single certificate

volac FORTUNA® Messkolben

USP Klasse A, braun diffundiert, weiß graduiert, jeder Kolben wird einzeln getestet und nummeriert und erfüllt die Vorgaben der USP/ISO Normen, mit Polystop®

US258/AM/WAC
mit individueller Seriennummer und Einzelzertifikat

white/weiß

Capacity Inhalt	TS NS	Art.-No. Art.-Nr.
5 ml	10/19	US258/AM/WAC/A/5
10 ml	10/19	US258/AM/WAC/B/5
15 ml	10/19	US258/AM/WAC/C/5
20 ml	10/19	US258/AM/WAC/D/5
25 ml	10/19	US258/AM/WAC/E/5
50 ml	12/21	US258/AM/WAC/F/5
100 ml	12/21	US258/AM/WAC/G/5
200 ml	14/23	US258/AM/WAC/H/2*
250 ml	14/23	US258/AM/WAC/I/2*
500 ml	19/26	US258/AM/WAC/J/2*
1000 ml	24/29	US258/AM/WAC/K/2*
2000 ml	29/32	US258/AM/WAC/L/S**

Packing unit: 5 (*2;**1)

Verpackungseinheit: 5 (*2,**1)

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

volac FORTUNA® Trapezoidal Flask

Class A, blue graduation,
borosilicate glass, with
PP-stopper TS 7/16

RB257

clear glass, with batch certificate

RB257/WAC

clear glass, with single certificate

RB257/AM

amber stain diffused, with batch
certificate

RB257/AM/WAC

amber stain diffused, with single
certificate



RB257

volac FORTUNA® Trapezkolben

Klasse A, blau graduiert,
Borosilikatglas, mit
PP-Stopfen NS 7/16

RB257

Klarglas, mit Chargenzertifikat

RB257/WAC

Klarglas, mit Einzelzertifikat

RB257/AM

braun diffundiert, mit Chargen-
zertifikat

RB257/AM/WAC

braun diffundiert, mit Einzel-
zertifikat

Technical Details · Technische Daten

RB 257

Class A, conform to · Klasse A, gemäß ISO 1042

Capacity Inhalt ml	Accuracy ISO1042 Genauigkeit ± ml	Stopper Stopfen TS/NS
1	± 0.025	7/16
2	± 0.025	7/16
3	± 0.025 ⁽¹⁾	7/16
4	± 0.025 ⁽¹⁾	7/16
5	± 0.025	7/16

⁽¹⁾ not listed in EN ISO 1042 · nicht in EN ISO 1042

		blue/blau		blue/blau	
Capacity	TS	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	NS	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 ml	7/16	RB257/A/5	RB257/WAC/A/5	RB257/WAC/A/5	RB257/WAC/A/5
2 ml	7/16	RB257/B/5	RB257/WAC/B/5	RB257/WAC/B/5	RB257/WAC/B/5
3 ml	7/16	RB257/C/5 ⁽¹⁾	RB257/WAC/C/5 ⁽¹⁾	RB257/WAC/C/5 ⁽¹⁾	RB257/WAC/C/5 ⁽¹⁾
4 ml	7/16	RB257/D/5 ⁽¹⁾	RB257/WAC/D/5 ⁽¹⁾	RB257/WAC/D/5 ⁽¹⁾	RB257/WAC/D/5 ⁽¹⁾
5 ml	7/16	RB257/E/5	RB257/WAC/E/5	RB257/WAC/E/5	RB257/WAC/E/5

		white/weiß		white/weiß	
Capacity	TS	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	NS	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 ml	7/16	RB257/AM/A/5	RB257/AM/WAC/A/5	RB257/AM/WAC/A/5	RB257/AM/WAC/A/5
2 ml	7/16	RB257/AM/B/5	RB257/AM/WAC/B/5	RB257/AM/WAC/B/5	RB257/AM/WAC/B/5
3 ml	7/16	RB257/AM/C/5 ⁽¹⁾	RB257/AM/WAC/C/5 ⁽¹⁾	RB257/AM/WAC/C/5 ⁽¹⁾	RB257/AM/WAC/C/5 ⁽¹⁾
4 ml	7/16	RB257/AM/D/5 ⁽¹⁾	RB257/AM/WAC/D/5 ⁽¹⁾	RB257/AM/WAC/D/5 ⁽¹⁾	RB257/AM/WAC/D/5 ⁽¹⁾
5 ml	7/16	RB257/AM/E/5	RB257/AM/WAC/E/5	RB257/AM/WAC/E/5	RB257/AM/WAC/E/5

⁽¹⁾ not listed in EN ISO 1042 · nicht in EN ISO 1042

Packing unit: 5

Verpackungseinheit: 5